

徘徊感知機器

サービスコード 171011

外出やベッドから降りた時など、お年寄りの動きをすばやく感知し、ご家族にお知らせします。

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

あんしん長持ち離床センサー メロディーお知らせタイプ BSR-01-002 バイオシルバー

心拍 呼吸 体動

生体信号をリアルタイム感知

心拍や呼吸などの生体信号を感知し離床・着床を判定する、まったく新しいタイプの離床センサーです。

セット内容

センサー本体



NEW

ACアダプター5V
ACアダプター9V

無線受信機

センサーマット

設置も簡単、難しい操作はありません。



安心
寝返り誤報
防止機能付き

ベッドマットの下、肩から背中にあたる部分にセンサーマットを敷き、ベッドマットを戻します。センサー本体はベッドの手すり等に掛け、ACアダプターをコンセントに差し込み電源を入れます。

非接触・非拘束型

マットの下にセットするため、体に直接触れない、非接触・非拘束型です。薄型で寝ごちもよいです。

- サイズ/センサー本体：W141×D87×H30mm
センサーマット：W100×D755×H10mm
無線受信機：W108×D45×H81mm
- 重さ/センサー本体：150g センサーマット：200g 無線受信機200g(電池含む)
- 材質/センサーマット：熱可塑性ポリウレタン センサー本体・無線受信機：ABS樹脂
- 電源/センサー本体：ACアダプター5V
無線受信機：ACアダプター9V 単三形ニッケル水素電池4本
- 無線到達距離/見通し100m以上

商品番号 **00-0000**

TAIS 01332-000002

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

家族コール1 Bタイプ テクノスジャパン

■ベッドで寝ていた方が起き上がるとメロディでご家族にお知らせします。

■工事や調整が不要で、設置が簡単です。

■コンソールを4台(4ヶ所)まで増設可能です。



セット内容

ベッドセンサー

コンソール

メロディチャイム



ベッドセンサー

サイズ：ベッドセンサー/800×300×4mm
メロディチャイム/85×170×35mm
コンソール/112×67×28mm

商品番号 **22-5001**


TAIS 00318-000033

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

徘徊お知らせ お待ちくん HS-W 竹中エンジニアリング

- マットセンサーをベッドの下に敷くだけで、センサーが動きをすばやくキャッチ。チャイムやランプでご家族にお知らせします。
- 送信機を携帯する必要はありません。
- 送信域は100mです。



セット内容
マットセンサー
送信機
受信機

商品番号 **22-1902**

TAIS 00021-000008

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

徘徊お知らせセット 竹中エンジニアリング

- 送信機を携帯された方の無断外出等をセンサーがすばやくキャッチ。チャイムとランプでご家族にお知らせします。
- すべてワイヤレスですので工事は不要です。
- 送信域は100mです。



セット内容
携帯送信機
受信機
受信機

けいたいくん ACW-S

商品番号 **22-1903**

TAIS 00021-000011

月額レンタル料金

ご利用者様負担額